



Руководство по эксплуатации электрической
зубной щетки **Amazfit Oclean One Smart Sonic**
для клиентов интернет-магазина «Румиком»



Быстрое руководство пользователя

- Совершите короткое нажатие на кнопку включения для запуска режима чистки зубов,
- Во время использования щетки, для переключения интенсивности чистки нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд и дольше;
- Свечение индикаторов 1-4 отображает различную интенсивность чистки, чем больше индикаторов светится, тем выше интенсивность чистки;
- По умолчанию используется стандартный режим чистки, если Вам необходимо больше режимов чистки, а также для проверки отчетов о чистке зубов, загрузите мобильное приложение OcClean, подключитесь к щетке с помощью Bluetooth и выполните индивидуальные настройки и переключения режимов.

Отсканируйте QR-код для загрузки

